

Transitions™

Signature®

GEN8™



A new frontier of performance
Una nuova frontiera della performance



Photochromic performance is influenced by temperature, UV exposure, and lens material. (C) 2019 Transitions Optical Limited.

Frames by CAROLINE ABRAM PARIS® Lenses Transitions Grey


New technology, new frontier of performance.

Nuova tecnologia, nuova frontiera delle prestazioni.

The innovative new system of Transitions™ Signature® GEN 8™ represents a **paradigm shift in the category** as this is the first time since 2005 that Transitions™ has made a significant step change in improvements to **both the dyes and the matrix** in which the dyes reside. Transitions™ Signature® GEN 8™ lenses are unique in that they combine a disruptive nanocomposite matrix and a new generation of ultra-agile photochromic dyes for **improved performance without sacrificing any one dimension of performance.**


*Il nuovo innovativo sistema di Transitions™ Signature® GEN 8™ rappresenta un **cambiamento di paradigma nella categoria** poiché si tratta della prima volta dal 2005 in cui Transitions™ ha apportato un significativo cambiamento **sia dei coloranti che della matrice** in cui risiedono i coloranti. Gli obiettivi Transitions™ Signature® GEN 8™ sono unici in quanto combinano una matrice nanocomposita senza precedenti e una nuova generazione di coloranti fotocromatici ultra-agili ottenendo **prestazioni migliori senza sacrificare alcun altro aspetto delle prestazioni della lente.***

GEN 8™ Technology



Disruptive nano-composite matrix

Matrice nano-composita
innovativa




New ultra-agile dye generation

Nuova generazione di
coloranti ultra-agili



1 Outdoor Darkness

Più scura all'esterno




Transitions™ Signature® GEN 8™ lenses are even darker than Transitions™ Signature® VII lenses. Up to +11%.

Le lenti Transitions™ Signature® GEN 8™ sono persino più scure delle lenti Transitions™ Signature® VII. Fino a +11%.




2 Indoor Clarity

Più chiara all'interno



Transitions™ Signature® GEN 8™ lenses are fully clear in indoor spaces.

Le lenti Transitions™ Signature® GEN 8™ sono completamente chiare negli spazi al chiuso.



3 Responsiveness

Rapidità di risposta

When compared to the previous generation we can see that Transitions™ Signature® GEN 8™ lenses are a new frontier of performance.

Se comparate alla generazione precedente, possiamo vedere che le lenti Transitions™ Signature® GEN 8™ sono una nuova frontiera delle prestazioni.


35%
faster to darken
più rapida a scurire

Transitions™
Signature® VII

1'00"

GEN 8™

35"



3 minutes
faster to lighten
più rapida a schiarire

Transitions™
Signature® VII

7'40"

GEN 8™

4'40"




4 Long Lasting Performance

Prestazioni di lunga durata

Transitions™ Signature® GEN 8™ lenses maintain their level of performance longer than Transitions™ Signature® VII lenses.

Le lenti Transitions™ Signature® GEN 8™ mantengono il loro livello di prestazioni più a lungo rispetto alle lenti Transitions™ Signature® VII.

Impact of Aging on Darkness
Impatto dell'invecchiamento sull'oscurimento



Lab measurement ISO Standard @ 23°C. Based on lab accelerated aging test where one cycle approximates 2 years average usage



Customer assistance

Customer service e-mail
customer.assistance@lenses.it

Opening times

From monday to friday from 09:00 to 18:00

Assistenza clienti

e-mail assistenza clienti
assistenza.clienti@lenses.it

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

www.lenses.it