
Air Comfort



Your daily and monthly comfort
Il tuo comfort giornaliero e mensile





Air Comfort



The **Air Comfort** lenses guarantee to your eyes a high hydration and oxygenation.

*Le lenti **Air Comfort** assicurano al tuo occhio un'elevata idratazione e ossigenazione.*



MISTRAL
Contact Lenses



EYECLASS
Contact Lenses



ZEPHYR
Contact Lenses



EASY
PRESBYO
Contact Lenses



ICARUS
Solution

MISTRAL

Contact Lenses



Your constant comfort

Mistral Contact Lenses are specifically designed to guarantee a great comfort, ensuring a high hydration for all day long.


Il tuo comfort costante

Le lenti a contatto Mistral garantiscono un ottimo comfort ed assicurano un'elevata idratazione per tutta la giornata.



High capability to retain water

Elevata capacità di trattenere l'acqua



Hydration and lubrication of the eye

Idratazione e lubrificazione dell'occhio



Clear images

Immagini sempre nitide

Produced with a **highly biocompatible material**, that retain the water and guarantees a **constant hydration**, thanks to the hyaluronic acid.

Realizzate con un **materiale ad elevata biocompatibilità**, in grado di trattenere l'acqua e garantire una **costante idratazione** della lente, grazie anche alla presenza dell'acido ialuronico.



Mistral Daily



Modality	Daily
Material	Hydrogel Etafilcon A
Wetting Agent	Hyaluronic Acid
H2O	58%
Geometry	Aspheric
Base Curve	8.70 mm
Diameter	14.20 mm
Central Thickness	0.08 mm (-3.00D)
Handling Tint	Light blue
UV Protection	Yes
Power Range	+0.50 / +4.00 (0.25) +4.50 / +6.00 (0.50) -0.50 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)
Dk/t	64

<i>Ricambio</i>	<i>Giornaliero</i>
<i>Materiale</i>	<i>Hydrogel Etafilcon A</i>
<i>Agente Umidificante</i>	<i>Acido Ialuronico</i>
<i>H2O</i>	<i>58%</i>
<i>Geometria</i>	<i>Asferica</i>
<i>Curva base</i>	<i>8.70 mm</i>
<i>Diametro</i>	<i>14.20 mm</i>
<i>Spessore al centro</i>	<i>0.08 mm (-3.00D)</i>
<i>Colore</i>	<i>Azzurro chiaro</i>
<i>Protezione UV</i>	<i>Si</i>
<i>Gamma poteri</i>	<i>+0.50 / +4.00 (0.25) +4.50 / +6.00 (0.50) -0.50 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)</i>
<i>Dk/t</i>	<i>64</i>

Mistral Monthly



Modality	Monthly
Material	Hydrogel Wetafilcon A
Wetting Agent	Hyaluronic Acid
H2O	55%
Geometry	Aspheric
Base Curve	8.70 mm
Diameter	14.20 mm
Central Thickness	0.08 mm (-3.00D)
Handling Tint	Light blue
UV Protection	Yes
Power Range	+0.50 / +4.00 (0.25) +4.50 / +6.00 (0.50) -0.50 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)
Dk/t	86

<i>Ricambio</i>	<i>Mensile</i>
<i>Materiale</i>	<i>Hydrogel Wetafilcon A</i>
<i>Agente umidificante</i>	<i>Acido Ialuronico</i>
<i>H2O</i>	<i>55%</i>
<i>Geometria</i>	<i>Asferica</i>
<i>Curva base</i>	<i>8.70 mm</i>
<i>Diametro</i>	<i>14.20 mm</i>
<i>Spessore al centro</i>	<i>0.08 mm (-3.00D)</i>
<i>Colore</i>	<i>Azzurro chiaro</i>
<i>Protezione UV</i>	<i>Si</i>
<i>Gamma poteri</i>	<i>+0.50 / +4.00 (0.25) +4.50 / +6.00 (0.50) -0.50 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)</i>
<i>Dk/t</i>	<i>86</i>

Mistral Monthly Toric



Modality	Monthly
Material	Hioxifilcon A
Wetting agent	Hyaluronic Acid
H2O	55%
Geometry	Aspheric
Base Curve	8.60 mm
Diameter	14.20 mm
Central Thickness	0.11 mm (-3.00 D)
Stabilization	Prism ballasted design
Orientation Indicator	One scribe mark at 270°
Cylinder	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Axis	10° to 180° (10° increments)
Handling Tint	Light blue
UV Protection	Yes
Power Range	+0.50 / +4.00 (0.25) +4.50 / +6.00 (0.50) -0.50 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)

<i>Ricambio</i>	<i>Mensile</i>
<i>Materiale</i>	<i>Hioxifilcon A</i>
<i>Agente umidificante</i>	<i>Acido Ialuronico</i>
<i>H2O</i>	<i>55%</i>
<i>Geometria</i>	<i>Asferica</i>
<i>Curva base</i>	<i>8.60 mm</i>
<i>Diametro</i>	<i>14.20 mm</i>
<i>Spessore al centro</i>	<i>0.11 mm (-3.00 D)</i>
<i>Stabilizzazione</i>	<i>Prisma</i>
<i>Indicatori orientamento</i>	<i>Tracciatura a 270°</i>
<i>Cilindro</i>	<i>-0.75, -1.25, -1.75, -2.25</i>
<i>Asse</i>	<i>10° to 180° (incrementi 10°)</i>
<i>Colore</i>	<i>Azzurro chiaro</i>
<i>Protezione UV</i>	<i>Si</i>
<i>Gamma poteri</i>	<i>+0.50 / +4.00 (0.25) +4.50 / +6.00 (0.50) -0.50 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)</i>



EYEGLASS MONTHLY

Contact Lenses

Advanced technology
for your eyes

The Silicone Hydrogel contact lenses with the advanced Eyeiclass technology, designed for an "all day comfort".

*Tecnologia avanzata
per i tuoi occhi*


Le lenti a contatto Silicone Hydrogel con tecnologia avanzata Eyeiclass, ideate per garantire un comfort giornaliero.

Contact Lenses



High capability to retain water

Elevata capacità di trattenere l'acqua



Hydratation and lubrication of the eye

Idratazione e lubrificazione dell'occhio



Clear images

Immagini sempre nitide

EyeClass combines the benefits of Silicone with high technology, feeding the eye with more oxygen than any other material of contact lenses, giving excellent performance and comfort for wearers.

EyeClass provides more comfort due to the lower module and higher water content. Based on a self-designed patented material, these Silicone lenses deliver oxygen to the eye, offering the same comfort and user-friendly fit as a regular lens.

EyeClass unisce i vantaggi del Silicone con una tecnologia di alta qualità, fornendo all'occhio più ossigeno di qualsiasi altro materiale di lenti a contatto.

EyeClass offre più comfort grazie al modulo basso e una maggiore percentuale d'acqua.

Basate su un materiale brevettato auto-progettato, queste lenti in Silicone forniscono ossigeno agli occhi, fornendo lo stesso comfort e adattabilità di una normale lente a contatto.

EyeClass Monthly



On Stock

Modality	Monthly
Material	Unifilcon A+ (Silicone Hydrogel)
Wetting agent	Hyaluronic Acid
H2O	43%
Geometry	Aspheric
Base Curve	8.60 mm
Diameter	14.20 mm
Central Thickness	0.07 mm (-3.00 D)
Dk/t	86
Modulus	0.31 MPa
Handling tint	Light blue
UV Protection	Yes
Power Range	+0.50 / +4.00 (0.25) +4.50 / +6.00 (0.50) -0.50 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)

Ricambio	Mensile
Materiale	Unifilcon A+ (Silicone Hydrogel)
Agente umidificante	Acido ialuronico
H2O	43%
Geometria	Asferica
Curva base	8.60 mm
Diametro	14.20 mm
Spessore al centro	0.07 mm (-3.00 D)
Dk/t	86
Modulo	0.31 MPa
Colore	Azzurro chiaro
Protezione UV	Sì
Gamma poteri	+0.50 / +4.00 (0.25) +4.50 / +6.00 (0.50) -0.50 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)

This publication is intended for use by Eye Care Professionals. It is a CE0123 medical device. Read carefully the instructions.

Pubblicazione destinata ai professionisti del settore. È un dispositivo medico CE0123. Leggere attentamente le istruzioni d'uso.



ZEPHYR
MONTHLY Toric

Contact Lenses

Regenerate your sight

Zephyr Monthly Toric are designed in Silicone Hydrogel, ensuring an optimal eye's oxygenation.

Dai respiro al tuo sguardo

Le lenti a contatto Zephyr Monthly Toric, realizzate in Silicone Hydrogel, garantiscono un'ottimale ossigenazione dell'occhio.



No shape aberration

Nessuna forma di aberrazione

Produced with a **high oxygen transmissibility** that allows a continuous passage of the oxygen through the lens. Its aspheric geometry features the compensation of visual aberrations, ensuring a **clear vision at any distance**.



Clear images

Immagini sempre nitide

Realizzate con un materiale ad **elevata trasmissibilità** che permette un continuo e costante passaggio dell'ossigeno attraverso la lente. La geometria asferica permette la compensazione delle aberrazioni visive, per una **visione chiara e nitida**.

Zephyr Monthly Toric



Modality	Monthly
Material	Silicone Hydrogel
H2O	45%
Geometry	Aspheric
Base Curve	8.60 mm
Diameter	14.20 mm
Central Thickness	0.093 mm (-3.00 D)
Dk/t	95
Modulus	0.8 MPa
Cylinder	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Axis	10° to 180° (10° increments)
Handling Tint	Light blue
UV Protection	No
Power Range	+6.00 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)

Ricambio	Mensile
Materiale	Silicone Hydrogel
H2O	45%
Geometria	Asferica
Curva base	8.60 mm
Diametro	14.20 mm
Spessore al centro	0.093 mm (-3.00 D)
Dk/t	95
Modulo	0.8 MPa
Cilindro	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Asse	10° to 180° (incrementi 10°)
Colore	Azzurro chiaro
Protezione UV	No
Gamma poteri	+6.00 / -6.00 (0.25) -6.50 / -12.00 (0.50)

This publication is intended for use by Eye Care Professionals.
It is a CE0123 medical device. Read carefully the instructions.

Pubblicazione destinata ai professionisti del settore.
È un dispositivo medico CE0123. Leggere attentamente le istruzioni d'uso.

EASY
PRESBYO

Contact Lenses



Easy **Daily Presbyo**
and Easy **Monthly Presbyo**:
the new generation contact
lenses for presbyopia

Patented design and
HAXYLEN® Biopolymer technology

Easy **Daily Presbyo**
e Easy **Monthly Presbyo**:
la nuova generazione di lenti
a contatto per presbiopia

Geometria brevettata e tecnologia
HAXYLEN® Biopolymer



No shape aberration

Nessuna forma di aberrazione



No color aberration

Nessuna aberrazione di colore



Clear images

Immagini sempre nitide



Extremely low dropout index

Indice di abbandono estremamente basso



Low application times

Tempi di applicazione molto bassi

Easy Presbyo design guarantees a clear and stable vision at any distance and lightning condition, removing any type of aberration

*Il design **Easy Presbyo** garantisce una visione nitida e stabile ad ogni distanza e in ogni condizione di illuminazione, annullando ogni tipo di aberrazione.*

Easy Daily Presbyo

Modality	Daily
Material	Filcon IV Haxlyen® Biopolymer Technology
H2O	60%
Diameter	14.1 mm
Base Curve	8.60 mm
Central Thickness	0.07 mm (-3.00 D)
Dk/t	29 (-3.00 D @ 35°C)
Handling Tint	Light blue
UV Protection	yes
Power Range	0.00/-6.00 (0.25) -6.50/-10.00 (0.50) +0.25/+6.00 (0.25) +6.50/+8.00 (0.50)

Ricambio	Giornaliero
Materiale	Filcon IV con tecnologia Haxlyen® Biopolymer
H2O	60%
Diametro	14.1 mm
Curva base	8.60 mm
Spessore al centro	0.07 mm (-3.00D)
Dk/t	29 (-3.00 D @ 35°C)
Colore	Azzurro chiaro
Protezione UV	Si
Gamma poteri	-0.00 / -6.00 (0.25) -6.50 / -10.00 (0.50) +0.25 / +6.00 (0.25) +6.50 / +8.00 (0.50)

Easy Monthly Presbyo

Modality	Monthly
Material	Filcon V Haxlyen® Biopolymer Technology
H2O	45%
Diameter	14.1 mm
Base Curve	8.70 mm
Central Thickness	0.09 mm (-3.00D)
Dk/t	65 (-3.00D @ 35°C)
Handling Tint	Light blue
UV Protection	yes
Power Range	-0.00/-6.00 (0.25) +0.25/+6.00 (0.25)

Ricambio	Mensile
Materiale	Filcon IV con tecnologia Haxlyen® Biopolymer
H2O	45%
Diametro	14.1 mm
Curva base	8.70 mm
Spessore al centro	0.09 mm (-3.00D)
Dk/t	65 (-3.00D @ 35°C)
Colore	Azzurro chiaro
Protezione UV	Si
Gamma poteri	-0.00 / -6.00 (0.25) +0.25 / +6.00 (0.25)

This publication is intended for use by Eye Care Professionals. It is a CE0123 medical device. Read carefully the instructions.

Pubblicazione destinata ai professionisti del settore. È un dispositivo medico CE0123. Leggere attentamente le istruzioni d'uso.

ICARUS
Solution



ICARUS
Solution

The multipurpose solution
for all soft and color
contact lenses

*La soluzione multiuso per
tutte le lenti a contatto
morbide e colorate*



On Stock

Icarus Solution

Composition	PHMB 0,0002%, Hydroxyethylcellulose 0.0525%, ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETIC ACID SODIUM SALT 0.01% (STABILISING), Poloxamer 407 0,235%, Polyquatermium 0,006%, Citrate Buffer pH 7,4
Format	100 ml and 380ml
Lens Container	Included in the 380ml pack

Composizione	PHMB 0,0002%, Hydroxyethylcellulose 0.0525%, ACIDO ETILENE DIAMMINO TETRA ACETICO 0.01% (STABILIZZANTE), Poloxamer 407 0,235%, Polyquatermium 0,006%, Citrate Buffer pH 7,4
Confezione	100 ml e 380ml
Contenitore lenti	Incluso nel formato da 380ml

Air Comfort



Your daily and
monthly comfort

*Il tuo comfort
giornaliero e mensile*

MISTRAL

Contact Lenses

EYECLASS

Contact Lenses

ZEPHYR

Contact Lenses

EASY

PRESBYO

Contact Lenses

ICARUS

Solution



Extra Services

Servizi Extra



Daily shipment

For orders received before 2:30 p.m. the shipment is guaranteed within 48H in all Europe. The shipment of the contact lenses could be combined to the traditional one, allowing a reduction of costs and time.

Spedizioni giornaliere

Per ordini ricevuti entro le 14:30 la spedizione è garantita entro le 48H in tutta Europa. La spedizione delle lenti a contatto può essere abbinata alle lenti oftalmiche, per una riduzione di costi e tempi.




Private label service

Support in the packaging personalization. A specialized team will help you to define your Private label in the different stages of design, production and packaging management.

Servizio di personalizzazione

Supporto nella realizzazione del packaging personalizzato. Un team specializzato vi aiuterà nelle varie fasi di progettazione del vostro private label gestendo produzione e impacchettamento.



Technical and training service

A team of contact lenses specialists will be available to give you detailed information about the products, technical support in the staff training and post-sales assistance.

Servizio tecnico e di formazione

Un team specializzato nelle lenti a contatto sarà disponibile per dare tutte le informazioni dettagliate sui prodotti e per organizzare corsi formativi e di assistenza post vendita.



Marketing & web support

Assistance in the design of the marketing material in order to promote the products.

Supporto marketing e web

Supporto nella progettazione dei materiali marketing per la promozione dei prodotti.

This publication is intended for use by Eye Care Professionals. It is a CE0123 medical device. Read carefully the instructions.
Pubblicazione destinata ai professionisti del settore. È un dispositivo medico CE0123. Leggere attentamente le istruzioni d'uso.



Customer assistance

Customer service e-mail
customer.assistance@lenses.it

Opening times

From monday to friday from 09:00 to 18:00

Assistenza clienti

e-mail assistenza clienti
assistenza.clienti@lenses.it

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

www.lenses.it